



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud



Sierra Oscilante BJ1101

Características:

- Potencia de salida: 90w
- Oscilaciones/min : 0-15000
- Velocidad (r.p.m): no presenta
- Torque (N.m): no presenta
- Voltaje de operación (V): 9.6
- Esterilización: 135 °C
- Ruido (db): menor o igual a 75
- Cuenta con garantía de 1 año.
- Incluye:

Una sierra oscilante BJ1101, una pieza de mano, una batería, un cargador, una hoja de sierra, un anillo de transferencia de batería aséptico, un manual de instrucciones y una tarjeta de garantía.

Aplicación:

Para aplicación en corte de hueso durante cirugía articular. Con la forma perfecta de diseño ergonómico, toda la unidad es esterilizable en autoclave, el motor es importado, de bajo ruido, de corte constante y rápido, sin daños en los tejidos blandos, larga vida útil, garantía de 2 años. Una variedad de diferentes espesores o la longitud de la hoja de sierra para su selección. La longitud común es de 70 mm, 90 mm y 100 mm, el grosor común es de 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm y 1,27 mm, la hoja de sierra también se puede personalizar de acuerdo con su solicitud.



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP

Un espacio en tu salud

Sierra Oscilante BJ1101



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP

Un espacio en tu salud

Sierra Oscilante BJ1401



Características:

- Potencia de salida: $\geq 90w$
- Oscilaciones/min : 0-15000
- Velocidad (r.p.m): no presenta
- Torque (N.m): no presenta
- Voltaje de operación (V): 14.4
- Esterilización: 135 °C
- Ruido (db): menor o igual 75
- Cuenta con garantía de 1 año.
- Incluye:
Un sierra oscilante BJ1401, una pieza de mano, una batería, un cargador, una hoja de sierra, un anillo de transferencia de batería aséptico, un manual de instrucciones y una tarjeta de garantía.

Aplicación:

Para aplicación en corte de hueso durante cirugía articular. Con la forma perfecta de diseño ergonómico, toda la unidad es esterilizable en autoclave, el motor es importado, de bajo ruido, de corte constante y rápido, sin daños en los tejidos blandos, larga vida útil, garantía de 2 años. Una variedad de diferentes espesores o la longitud de la hoja de sierra para su selección. La longitud común es de 70 mm, 90 mm y 100 mm, el grosor común es de 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm y 1,27 mm, la hoja de sierra también se puede personalizar de acuerdo con su solicitud.



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.




(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe

Sierra Oscilante BJ1401



Jr. Francisco Sar-
miento de
Gamboa 238. Urb.
La Colonial.
Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud



Taladro quirúrgico BJ1403B

Este taladro cumple la función de sostener alambres de Kirschner o se puede utilizar en cirugía intramedulares y/o cirugía astrosópica.

Características:

- Diseño ergonómico
- Esterilizable en autoclave
- Bajo nivel de ruido
- Alta velocidad
- Alta alineación
- Larga vida útil
- Puede conectar varios escaridores flexibles
- Potencia de salida: 85w
- Velocidad (r.p.m): 0-630 regulable
- Torque (N.m): 3.3
- Voltaje de operación (V): 9.6
- Esterilización: 135 °C
- Ruido (db): menor o igual a 40
- Cuenta con garantía de 1 año.
- Incluye:



Un taladro quirúrgico BJ1403B, 2 baterías, un cargador, un mandril o chuck con llave, un anillo de transferencia de batería aséptico, un manual de funcionamiento y una tarjeta de garantía.



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud

Taladro quirúrgico BJ1403B



Jr. Francisco Sar-
miento de
Gamboa 238. Urb.
La Colonial.
Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud

Sierra de esternón BJ1106



Características:

- Potencia de salida: $\geq 90w$
- Oscilaciones/min : 0-15000
- Velocidad (r.p.m): no presenta
- Torque (N.m): no presenta
- Voltaje de operación (V): 14.4
- Esterilización: 135 °C
- Ruido (db): menor o igual 70
- Cuenta con garantía de 1 año.
- Incluye:

Una sierra para esternón BJ1601, una pieza de mano, dos baterías, un cargador, una hoja de sierra, un anillo de transferencia de batería aséptico, un manual de instrucciones y una tarjeta de garantía.



Aplicación:

Para aplicación en cirugía torácica.

Con la forma perfecta de diseño ergonómico, toda la unidad se puede esterilizar en autoclave, el motor es importado, hace poco ruido, corta de manera constante y rápida, no daña los tejidos blandos, tiene una larga vida útil y tiene una garantía de 12 meses.



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140




www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud



Sierra de esternón BJ1106



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud



Taladro quirúrgico BJ2100

- Pieza de mano eléctrica: BJ2100
- Esterilización: autoclavable - ETO
- Peso (con batería): 1000 gramos
- Gramos velocidad: 0- 15000 rpm
- Peso neto: 700 gramos
- Fuente alimentación: batería
- Tecnología: Ni-Mh
- Mecanismo de bloqueo: sí
- Kit de transferencia aséptica autoclavable: sí
- Tiempo de ejecución con batería: 30 - 40 min
- Cargador de batería BJ 1002-4
- Estado de carga de la batería: luz indicadora
- Tensión de operación (V) 14.4
- Esterilización 135 C°
- Ruido (db) menor o igual a 75
- Accesorios:



Cabezal de mandril canulado jacobs con chuck y llave (BJ2103B)

Cabezal de cierra oscilante 0 - 15,000 (BJ6201)

6 hojas de sierra (2 de cada medida)

Cabezal para alambre de kischner desde 0.8mm x 2.00mm (BJ2113A)

Cabezal de anclaje rápido tipo AO (BJ6201SAO)

2 baterías recargables de NI-MH-NJ1001 (14.4v/18mm/Ah)

1 bandeja de transporte original

REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- Cargador de batería de 220 - 20 VAC / 60hz
- Garantía: 2 años (24 meses)



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud

Taladro quirúrgico BJ2100



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe

SHANGHAI

BOJIN MEDICAL

SURGICAL POWER TOOLS

Serie 3000:

Para cirugías :

- Maxilo facial
- Mano y pie
- Neurosurgery
- Dental




BJ 3401

BJ3402

BJ3402-II

BJ3407

Sistema 3400 herramientas eléctricas quirúrgicas



Bandeja de esterilización



MEND. GROUP

Un espacio en tu salud

Sierra Oscilante BJ4101



Características:

- Potencia de salida: $\geq 100w$
- Oscilaciones/min : 0-16000
- Velocidad (r.p.m): no presenta
- Torque (N.m): no presenta
- Voltaje de operación (V): 14.4
- Esterilización: 135 °C
- Ruido (db): menor o igual 75
- Cuenta con garantía de 1 año.
- Incluye:
Un sierra oscilante BJ4101, una pieza de mano, una batería, un cargador, una hoja de sierra, un anillo de transferencia de batería aséptico, un manual de instrucciones y una tarjeta de garantía.



Aplicación:

Para aplicación en corte de hueso durante cirugía articular. Con la forma perfecta de diseño ergonómico, toda la unidad es esterilizable en autoclave, el motor es importado, de bajo ruido, de corte constante y rápido, sin daños en los tejidos blandos, larga vida útil, garantía de 2 años. Una variedad de diferentes espesores o la longitud de la hoja de sierra para su selección. La longitud común es de 70 mm, 90 mm y 100 mm, el grosor común es de 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm y 1,27 mm, la hoja de sierra también se puede personalizar de acuerdo con su solicitud.



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.




(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe

Sierra Oscilante BJ4101



Jr. Francisco Sarmiento
de Gamboa 238. Urb.
La Colonial.
Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud



Taladro quirúrgico BJ4103B

Este taladro cumple la función de sostener alambres de Kirschner, brocas o se puede utilizar en cirugía intramedulares y/o ,cirugía astrocópica.



Características:

- Diseño ergonómico
- Esterilizable en autoclave
- Bajo nivel de ruido
- Alta velocidad
- Alta alineación
- Larga vida útil
- Puede conectar varios escaridores flexibles
- Potencia de salida: menor igual a 90w
- Velocidad (r.p.m): 0-630 regulable
- Torque (N.m): 3.6
- Voltaje de operación (V):14.4
- Esterilización: 155 °C
- Ruido (db): mayor o igual a 40
- Cuenta con garantía de 1 año.
- Incluye:

Un taladro quirúrgico BJ4103B, 2 baterías, un cargador, un mandril o chuck con llave, un anillo de transferencia de batería aséptico, un manual de funcionamiento y una tarjeta de garantía.



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud



Bojin®



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.p



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud



Sierra de esternón BJ4106



Características:

- Potencia de salida: $\geq 110w$
- Oscilaciones/min : 0-15000
- Velocidad (r.p.m): no presenta
- Torque (N.m): no presenta
- Voltaje de operación (V): 14.4
- Esterilización: 155 °C
- Ruido (db): menor o igual 75
- Cuenta con garantía de 1 año.
- Incluye:

Una sierra para esternón BJ1601, una pieza de mano, dos baterías, un cargador, una hoja de sierra, un anillo de transferencia de batería aséptico, un manual de instrucciones y una tarjeta de garantía.



Aplicación:

Para aplicación en cirugía torácica.

Con la forma perfecta de diseño ergonómico, toda la unidad se puede esterilizar en autoclave, el motor es importado, hace poco ruido, corta de manera constante y rápida, no daña los tejidos blandos, tiene una larga vida útil y tiene una garantía de 12 meses.



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe





MEND. GROUP
Un espacio en tu salud

Sierra de esternón BJ4106



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140




www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud

Taladro quirúrgico BJ4200

- Pieza de mano eléctrica: BJ4200
- Esterilización: autoclavable - ETO
- Peso (con batería y neto): ≤ 1000 gram y ≤ 500 gramos
- Gramos velocidad: 0- 15000 rpm
- Fuente alimentación: batería con tecnología Ni-Mh
- Mecanismo de bloqueo: sí
- Kit de transferencia aséptica autoclavable: sí
- Tiempo de ejecución con batería: 30 - 40 min
- Cargador de batería BJ 1002-4
- Estado de carga de la batería: luz indicadora
- Tensión de operación (V) 14.4
- Esterilización 155 C°
- Ruido (db) menor o igual a 75
- Cabezales:
 - *Cabezal de cierra oscilante 0 - 15,000 (BJ4201)
 - *Cabezal perforador con llave (BJ4202) B: stryker coupling - D: AO coupling
 - *Cabezal de mandril canulado jacobs con chuck y llave (BJ4203B/BJ4203D)
 - *Cabezal de anclaje rápido tipo AO (BJ4202SAO)
 - *Cabezal de acetabulo escariador (BJ4207B-BJ4207D)
 - *Cabezal para alambre de kirschner desde 0.8mm x 2.00mm (BJ4213A)
 - *Cabezal para alambre de kirschner desde 2.0mm x 3.20mm (BJ4213B)
- Accesorios:
 - *Brocas , hojas de sierra , kirschner
 - *2 baterías recargables de NI-MH-NJ1001 (14.4v/18mm/Ah)
 - *1 bandeja de transporte original



REQUERIMIENTO DE ENERGÍA:

- Cargador de batería de 220 - 20 VAC / 60hz
- Garantía: 2 años (24 meses)



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud

Taladro quirúrgico BJ4200



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud



Sierra oscilante BJ4301

Para aplicación en corte de hueso durante cirugía articular.

Con la forma perfecta de diseño ergonómico, toda la unidad es esterilizable en autoclave, el motor es importado, hace poco ruido, corta de manera constante y rápida, no daña los tejidos blandos, tiene una larga vida útil y tiene una garantía de 2 años. Una variedad de diferentes espesores o longitudes de la hoja de sierra para su selección. Las longitudes comunes son 70 mm, 90 mm y 100 mm, los espesores comunes son 0,8 mm, 1,0 mm, 1,2 mm y 1,27 mm, la hoja de sierra también se puede personalizar según su solicitud. .

Características:

- Diseño ergonómico
- Esterilizable en autoclave
- Bajo nivel de ruido
- Alta velocidad
- Alta alineación
- Larga vida útil
- Puede conectar varios esaridores flexibles
- Potencia de salida: menor igual a 90w
- Velocidad (r.p.m): 0-630 regulable
- Torque (N.m): 3.6
- Voltaje de operación (V):14.4
- Esterilización: 155 °C
- Ruido (db): mayor o igual a 40
- Cuenta con garantía de 2 años.
- Incluye:

Una sierra oscilante BJ4301, 2 baterías, un cargador, 3 hojas de sierra un anillo de trasferencia de batería aséptico, un manual de funcionamiento y una tarjeta de garantía.



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP

Un espacio en tu salud

Sierra oscilante BJ4301



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud

Taladro quirúrgico BJ5600

- Pieza de mano eléctrica: BJ5600
- Esterilización: autoclavable - ETO
- Peso (con batería): 1000 gramos
- Fuerza de salida : 200 w
- Peso neto: 700 gramos
- Fuente alimentación: batería
- Tecnología: Ni-Mh
- Mecanismo de bloqueo: sí
- Kit de transferencia aséptica autoclavable: sí
- Tiempo de ejecución con batería: 30 - 40 min
- Cargador de batería: 1(BJ43002) -4 multiples (BJ43002-4B)
- Estado de carga de la batería: luz indicadora
- Tensión de operación (V) 9.6
- Esterilización 135 C°
- Ruido (db) menor o igual a 75
- Accesorios:

Cabezal de mandril canulado jacobs con chuck y llave (BJ5402B) Ø 0.1 -4.4 mm

Cabezal de cierra oscilante 0 - 15,000 osc/ min (BJ5401)

Cabezal de acetabular 0 - 350 rpm (BJ5401B) 10 Nm torque

Cabezal para alambre de kischner desde 0.8mm x 2.00mm (BJ5413)

Cabezal para alambre de kischner desde 2.1mm x 3.80mm (BJ5613)

Cabezal de anclaje rápido tipo AO (BJ5402SAO)

2 baterías recargables de NI-MH-NJ1001 (9.6v/1800mA/h)

1 bandeja de transporte esterilizable

REQUERIMIENTO DE ENERGÍA

- Cargador de batería de 220 - 20 VAC / 60hz
- Garantía: 2 años (24 meses)



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140




www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud

Taladro quirúrgico BJ5600



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP
Un espacio en tu salud



Taladro quirúrgico BJ8103

Sostiene alambres de Kirschner o puede usarse en cirugía de clavos entrelazados intramedulares o cirugía artroscópica con la forma perfecta del diseño ergonómico, toda la unidad es esterilizable en autoclave, el motor es importado, bajo nivel de ruido, alta velocidad, alta alineación adecuada, larga vida útil. Puede conectar varios escariadores flexibles, el cambio de escariado durante el proceso de cirugía es conveniente y rápido.



Características:

- Diseño ergonómico
- Esterilizable en autoclave
- Bajo nivel de ruido
- Alta velocidad
- Alta alineación
- Larga vida útil
- Potencia de salida: 20w
- Velocidad (r.p.m): 0-600 regulable
- Torque (N.m): 1
- Voltaje de operación (V): 7.2
- Esterilización: 135 °C
- Ruido (db): menor o igual a 40
- Cuenta con garantía de 1 año.
- Incluye:
 - 1 Taladro quirúrgico BJ8103B
 - 2 Baterías
 - 1 Cargador
 - 1 Mandril
 - 1 Caja de esterilización
 - 1 llave
 - 1 Anillo de transferencia de batería aséptico
 - 1 Manual de funcionamiento
 - 1 Carta de garantía
 - 2 Brocas \varnothing 2.5 y 3.2



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP

Un espacio en tu salud

Taladro quirúrgico BJ8103



*Taladro quirúrgico BJ8103
con container esterilizable*



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP

Un espacio en tu salud



Taladro quirúrgico BJ8200

- Pieza de mano eléctrica: BJ8200
- Esterilización: autoclavable - ETO
- Peso (con batería y neto): ≤ 1000 gram y ≤ 500 gramos
- Gramos velocidad: 0- 15000 rpm
- Fuente alimentación: batería con tecnología Ni-Mh
- Mecanismo de bloqueo: sí
- Kit de transferencia aséptica autoclavable: sí
- Tiempo de ejecución con batería: 30 - 40 min
- Cargador de batería BJ 1002-4
- Estado de carga de la batería: luz indicadora
- Tensión de operación (V) 14.4
- Esterilización 135 C°
- Ruido (db) menor o igual a 75
- Cabezales:
 - *Cabezal de cierra oscilante 0 - 15,000 (BJ8201)
 - *Cabezal perforador con llave (BJ8202)
 - *Cabezal de mandril canulado jacobs con chuck y llave (BJ8203)
 - *Cabezal de anclaje rápido tipo AO (BJ8202SAO)
 - *Cabezal sierra reciprocante (BJ8209)
 - *Cabezal para alambre de kirschner desde 0.8mm x 2.00mm (BJ8213A)
 - *Cabezal para alambre de kirschner desde 2.0mm x 3.2 mm (BJ8213B)
- Accesorios:
 - *Brocas , hojas de sierra , kirschner
 - *2 baterías recargables de NI-MH-NJ1001 (14.4v/18mm/Ah)
 - *1 bandeja de transporte original



REQUERIMIENTO DE ENERGÍA:

- Cargador de batería de 220 - 20 VAC / 60hz
- Garantía: 2 años (24 meses)



Jr. Francisco Sarmiento de Gamboa 238. Urb. La Colonial. Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe



MEND. GROUP

Un espacio en tu salud



Taladro quirúrgico BJ8200



Jr. Francisco Sar-
miento de
Gamboa 238. Urb.
La Colonial.
Callao 01. Perú.



(51) 5656288
(51) 995083140



www.mendgroup.com.pe